

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GH-EZ-PR-02
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	FECHA: 02/06/2023
		TRD:
		PÁGINA: 1 de 6

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBULANCIAS

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

VERSION	ORIGEN DE LOS CAMBIOS	FECHA DE REGISTRO			CARGO DEL FUNCIONARIO
		DIA	MES	AÑO	
01	Creación del documento	02	06	2023	Asesor de calidad

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GH-EZ-PR-02
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	FECHA: 02/06/2023
		TRD: PÁGINA: 2 de 6

- 1. OBJETIVO:** Prevenir el deterioro de superficies, objetos y materiales, promoviendo la seguridad de los pacientes, acompañantes y los funcionarios
- 2. ALCANCE:** Aplica desde la programación de la limpieza de la ambulancia hasta la ejecución y registro de la actividad efectuada.
- 3. RESPONSABLE:**
 - Auxiliar de enfermería
 - Conductores de ambulancia

DEFINICIONES

Limpieza: Es un proceso de eliminación de suciedad y materia orgánica de cualquier superficie u objeto.

Desinfección: Eliminación de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de las superficies en las cuales los microorganismos pueden encontrar condiciones favorables.

Barrida húmeda: Remoción del polvo y los residuos sueltos en el suelo, utilizando paño húmedo o mopas.

Limpieza y desinfección concurrente: Es aquella que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente o entre procedimientos.

Limpieza y desinfección profunda: Es aquella que se realiza en todas las áreas de ambulancia en forma minuciosa al menos una vez a la semana, y dependiendo del diagnóstico del paciente que se traslada

4. ESPECIFICACIONES

- Use elementos de protección personal (bata, tapabocas y guantes)
- En caso de derrames de líquidos corporales use el kit de derrames. Ver protocolo de manejo de derrames.
- Evite el uso de hipoclorito de sodio para limpieza, ya que es corrosivo en superficies metálicas y manchas textiles, puede deteriorar algunos equipos.

5. DESARROLLO

5.1 REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA

Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes parámetros:

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GH-EZ-PR-02
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	FECHA: 02/06/2023
		TRD: PÁGINA: 3 de 6

- Retirar la ropa hospitalaria y depositarla en bolsa roja
- Realizar reposición de sábanas para la camilla
- Aplicar las normas de bioseguridad
- Los residuos generados en el traslado del paciente deben especificarse en la marcación de las bolsas y deben ser entregados directamente a servicios generales.
- Realizar la desinfección de las superficies de contacto entre paciente y paciente con amonio cuaternario
- Realizar desinfección profunda una vez a la semana o por evento, si la situación del paciente lo requiere
- Durante la realización del chequeo mensual asignado a cada auxiliar de enfermería se debe verificar el estado de orden limpieza, desinfección por el jefe del servicio.
- Para desarrollar el proceso de limpieza se utilizará detergente enzimático y para el proceso de desinfección amonio cuaternario de quinta generación.

5.2 PROCESO DE LIMPIEZA

Reúna los materiales y productos necesarios para la técnica en 2 baldes.

Retire el equipo y los materiales del interior de la ambulancia: camilla, silla de ruedas, mochilas, materiales de los compartimientos, recolector de objetos infecciosos y objetos cortos punzantes. No quite los balones de oxígeno.

La limpieza del piso y el techo debe llevarse a cabo con movimientos en una dirección unidireccional.

Comience a limpiar con detergente enzimático por las estructuras fijas de la ambulancia desde la parte posterior, desde el fondo del habitáculo hacia la puerta trasera y de arriba a abajo, incluidos el techo, las paredes laterales, los armarios fijos y finalmente el piso.

Elimine el exceso de jabón con un paño humedecido con agua

Seque con un paño limpio.

En el piso:

Realice un buen barrido húmedo antes de comenzar el procedimiento de limpieza

Comience a limpiar con una escobilla de goma y un paño humedecido con agua y jabón desde las esquinas del fondo de la habitación hacia la puerta;

Eliminar el exceso de jabón con un paño humedecido con agua.

Secar con un paño limpio.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GH-EZ-PR-02
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	FECHA: 02/06/2023
		TRD: PÁGINA: 4 de 6

No debe usarse agua excesiva y/o directamente sobre el piso, ya que existe riesgo de infiltración y daños a la estructura del vehículo.

5.3 PROCESO DE DESINFECCION

Para desarrollar el proceso de desinfección se requieren 3 paños (1 para muebles, otro para paredes y el ultimo para piso, todos por separado)

Preparación del amonio cuaternario de 5ta generación:
 mida 170 ml del producto concentrado y mezcle con 830 ml de agua potable.

Después de la fase de limpieza y secado, frotar con: Paño humedecido con solución de amonio cuaternario: para revestimiento de paredes, bancos, colchones, compartimientos, acrílicos y pisos.

Permita el secado espontaneo.

Los procedimientos de desinfección no deben realizarse en cilindros de oxígeno.

Camilla, silla de ruedas portátil: Aplicar, amonio cuaternario de quinta generación sobre las superficies de contacto con el paciente, incluidas las barandillas laterales y cinturones de seguridad de la camilla, dejar actuar el producto por 1 minuto y esparcir con toalla de papel. No requiere enjuague.

El fonendoscopio y equipo de órganos portátil: Realice limpieza con amonio cuaternario de quinta generación dejando actuar por 1 minuto y esparcir con toalla de papel. No requiere enjuague.

Tensiómetro: Limpiar con amonio cuaternario de quinta generación el manómetro y mangueras de extensión, verificar mantenimiento preventivo del manómetro y que tenga brazaletes de reposición. Cada brazaletes debe lavarse en inmersión con detergente enzimático, enjuagar con agua y secar con paño, verificando que no se deteriore el velcro y/o contenido del brazaletes (látex, vinil, tela etc.).

Kit de inmovilización: Si es lavable, limpie con detergente enzimático, enjuague con agua y seque. Guarde en el estuche para su conservación. Si es desechable, deposítelo en la caneca de desechos biosanitarios o rojo.

Monitor de signos vitales: asegúrese de que el equipo este apagado y desconectado de la fuente de energía. Limpie con amonio cuaternario. No requiere enjuague.

Aspirador de secreciones:

- Caucho de succión y cánula desechar en bolsa roja
- En la superficie del equipo, aplicar amonio cuaternario de quinta generación con paños descartables no absorbentes y dejar actuar por un minuto.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GH-EZ-PR-02
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	FECHA: 02/06/2023
		TRD: PÁGINA: 5 de 6

Laringoscopio: Coloque en inmersión las hojas del equipo en detergente enzimático y evite que se seque el material orgánico que se adhiere, enjuague con abundante agua, seque, coloque en inmersión en desinfectante de alto nivel por 20 minutos, enjuague, seque y empaque. Verifique dotación, cambio de bombillos y pilas.

Riñonera y patos

- Dejar en inmersión en detergente enzimático para evitar que se sequen las superficies contaminadas y evitar que se dificulte su limpieza
- Hacer limpieza con amonio cuaternario.

Limpieza exterior del vehículo

Se debe realizar con jabón líquido regular o detergente diluido en agua. Inicia con humedecer la parte externa del vehículo (carrocería, parabrisas y llantas y paso rueda), posteriormente se aplica el jabón líquido o el detergente diluido en agua; seguidamente se procede a retirar con agua para luego secar con un paño limpio.

6. FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- El procedimiento de limpieza y desinfección interna de la ambulancia, que incluye equipos, elementos, paredes y superficies debe realizarse después de cada remisión de pacientes.
- El procedimiento de limpieza externa de la ambulancia debe realizarse con una frecuencia máxima de 3 días, de acuerdo a suciedad de la misma.

7. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL INSTRUMENTAL CONTAMINADO

- Dejar en inmersión en detergente enzimático para evitar que se seque el instrumental y evite que se dificulte su limpieza.
- Entregar en recipiente sellado y marcado a central de esterilización donde el manejo del equipo se hará de acuerdo al Manual de esterilización del Hospital.

8. MANEJO DE RESIDUOS

Todos los desechos generados dentro de la ambulancia deben seguir las reglas y rutinas establecidas para el manejo de desechos sanitarios:

7.1 Desechos infecciosos (posible presencia de agentes biológicos): empaquetar en una

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: GH-EZ-PR-02
		VERSIÓN: 01
	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	FECHA: 02/06/2023
		TRD: PÁGINA: 6 de 6

bolsa de basura roja y desechar en una unidad de salud que tenga almacenamiento y recolección especializados para su disposición final.

7.2 Desechos punzantes: elimínelos inmediatamente después de su uso en recipientes con una pared rígida con tapa e identifíquelos. Al alcanzar aproximadamente 2/3 de su capacidad, estos contenedores deben desecharse en una unidad de salud que tenga almacenamiento y recolección especializados. Está estrictamente prohibido vaciar estos contenedores para su reutilización.

7.3 Residuos ordinarios (por ejemplo, papel y material impreso en general, vasos desechables, etc.): pueden eliminarse en bolsas de basura del tipo común, de acuerdo con la legislación de la ciudad.

Elaboró: Alexis Devia Gallego – Asesor de calidad
 Revisó: Erika Isabel Lasprilla González – Asesora de Calidad
 Aprobó: Julián Andrés Correa Trujillo – Gerente